

Inkontinenz- Therapie- Badebekleidung

Hosen und Anzüge
Schutzsocken und Bandagen



Sonderanfertigungen
nach Maß



Schwimm- Schutzsocken

Als Schutz vor Verletzungen



Mit oder ohne
Reißverschluss/
Klettverschluss



Inkontinenz- Therapiebadehosen



Bandagen

Mit Reißverschlüsse/Klettverschlüsse

Schutz nach Maß für:


• **Armbereich, z. B.:**

- Ellenbogen
- Unterarm

• **Bein-/Fußbereich, z. B.:**

- Oberschenkel
- Knie
- Unterschenkel

• **Rücken- und Bauchbereich**



Bandagen dienen nicht nur zum Schutz, sondern wirken durch ihren perfekten Sitz vorbeugend gegen Verletzungen und beschleunigen so die Regeneration und Rehabilitation.

Inkontinenz- Therapiebadeanzüge



Technische Beschreibung

Das Material für die **Inkontinenz-Therapie-Badebekleidung** besteht aus leichten Kunstkautschukplatten in 3,5 mm Stärke auf Grundlage von Chloroprene (Handelsname Neopren), einem Chlorkohlenwasserstoff (CHCl). Beidseitig ist das Neopren mit hautfreundlichem Nylongewebe (Doppel-Nylon) kaschiert.

Vorteile:

- Neopren enthält kein Latex¹⁾
- allergisch unbedenklich
- wasserdicht
- elastisch bzw. flexibel
- isolierend und hautfreundlich

Medizinische Anwendungsgebiete

Funktion und therapeutischer Nutzen liegen speziell im Bereich der Wassertherapie und Balneotherapie (Bäder und Badekuren) und Hydrotherapie (Washungen, Bäder, Güsse, Dämpfe), der Schwimmtherapie sowie sonstigen Körpertherapie in Verbindung mit Wasseranwendungen.

Die **Inkontinenz-Therapie-Badebekleidung** ist für blasen- und/oder darminkontinente Patienten bestimmt (z. B. Querschnittslähmungen, Descensus, Sphinkterschwäche usw.), speziell für Anwendungen unter Wasser bei Heilbehandlungsmaßnahmen durch Bäder und bei Wasserheilverfahren (z. B. Thermalbewegungsbad, Krankengymnastik im Wasser, Unterwassermassage).

¹⁾ Milchsäure tropischer Pflanzen zur Herstellung von Naturkautschuk

Sonderanfertigung

Als Sonderanfertigung gilt jedes Produkt, das nach schriftlicher Verordnung eines entsprechend qualifizierten Arztes unter dessen Verantwortung nach spezifischen Auslegungsmerkmalen eigens angefertigt wird und zur ausschließlichen Anwendung bei einem namentlich genannten Patienten bestimmt ist.

Wirkungsweise

Die **Inkontinenz-Therapie-Badebekleidung** besteht aus 100% wasserundurchlässigem Material, somit werden die Hygienevorschriften erfüllt. Darüber hinaus besitzt das Material hervorragende Isoliereigenschaften gegen Kälte. Das Material besitzt die physikalische Eigenschaft, die Körperwärme im angewendeten Bereich zu speichern.

Die vollelastische **Inkontinenz-Therapie-Badebekleidung** liegt wie eine „zweite Haut“ hauteng an. Die Geschmeidigkeit des äußeren und inneren Gewebemantels des Materials gewährleistet damit einen ausgezeichneten Tragekomfort: Der Patient fühlt sich darin wohl.

Dem inkontinenten Patienten ermöglicht die **Inkontinenz-Therapie-Badebekleidung** – ohne Einschränkung – an jeglicher Art ärztlich verordneter Rehabilitationsmaßnahme oder Heilbehandlung im Wasser teilzunehmen.

Das Neoprenmaterial der **Inkontinenz-Therapie-Badebekleidung** ist latexfrei und so auch für hautempfindliche Träger geeignet (z. B. bei Gummi- bzw. Latexallergie).

Unsere **Inkontinenz-Therapie-Badebekleidung** sind Medizinprodukte gemäß §3, Abs.1 MPG und als Sonderanfertigungen einzustufen.

Hilfsmittelnnummer

15.99.99.6001

Als Sonderanfertigung gelten nur die Artikel, die tatsächlich aus Rohmaterialien hergestellt werden und müssen keine CE-Kennzeichnung tragen. Die individuellen und einmaligen Seriennummern unserer Produkte erlauben uns jeder Zeit den Zugriff auf die ursprünglichen Maßangaben, Farben und Verarbeitung.

Farben und Muster

Sämtliche Therapie-Badebekleidung können Sie individuell aus verschiedenen Stoffen und Bändern zusammenstellen.



Die Farben und Kombinationsmöglichkeiten sowie die aktuellen Muster entnehmen Sie bitte dem separaten

Farb- und Musterkatalog

Bitte bei Bedarf anfordern!

Hilfsmittelnummer: 15.99.99.6001



Andreas Buse

Neoprenverarbeitung für den Medizinbereich

71573 Allmersbach im Tal · Rosenstraße 25
Telefon 07191/52178 · Telefax 07191/59278
www.buse-neopren.de · info@buse-neopren.de